

# КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ

**paro**<sup>®</sup> – ІДЕАЛЬНИЙ ВИБІР  
ДЛЯ ЩОДЕННОЇ ГІГІЄНИ  
ПОРОЖНИНИ РОТА

**paro**<sup>®</sup> ПРОФІЛАКТИЧНА СИСТЕМА

[www.paro.com](http://www.paro.com)



**ДОГЛЯД ЗА ЗУБАМИ  
ТА ПОРОЖНИНОЮ РОТА**  
Зубні пасти та ополіскувачі для  
порожнини рота



**ЗУБНІ ЩІТКИ**  
Медичні зубні щітки, дитячі зубні щітки,  
гідроактивна звукова зубна щітка



**ДОГЛЯД ЗА МІЖЗУБНИМИ  
ПРОМІЖКАМИ**  
Міжзубні щітки, щітки-зубочистки, зубо-  
чистки, міжзубні стрічки та флоси

# Привіт!

Ми раді запропонувати Вам **paro**<sup>®</sup> – комплексну профілактичну систему по догляду за порожниною рота, зроблену в Швейцарії.

**paro**<sup>®</sup> – це власна торгова марка швейцарської компанії Esro AG, яка існує вже багато років і розташована в Кільхберзі поблизу Цюріха. Компанія Esro AG була заснована в 1969 році і спеціалізується на виробництві засобів для догляду за порожниною рота. Інновації, довговічність і турбота є основою філософії компанії і відображені в усіх наших продуктах.

Понад 35 років **paro**<sup>®</sup> займає гідне місце на ринку продукції з гігієни порожнини рота та доступна по всьому світу.

## **paro**<sup>®</sup> Профілактична система

**paro**<sup>®</sup> – це місце, де догляд за порожниною рота зустрічається зі швейцарськими інноваціями. Результатом є унікальна система профілактики, яка не має аналогів в в усьому світі, та включає численні продукти в наступних областях:



**ДОГЛЯД ЗА ЗУБАМИ ТА ПОРОЖНИНОЮ РОТА**  
Зубні пасти та ополіскувачі для порожнини рота



**ЗУБНІ ЩІТКИ**  
Медичні зубні щітки, дитячі зубні щітки, гідроактивна звукова зубна щітка



**ДОГЛЯД ЗА МІЖЗУБНИМИ ПРОМІЖКАМИ**  
Міжзубні щітки, щітки-зубочистки, зубочистки, міжзубні стрічки та флоси

# Інновації **paro**<sup>®</sup>

Ми зосереджені на Вас, як на користувачеві. Ви можете скористатися всіма перевагами широкого спектру інновацій **paro**<sup>®</sup> у сфері простого та ефективного догляду за порожниною рота та профілактики, які включають:

- **paro**<sup>®</sup> *slider* – Інтердентальна революція! Догляд за міжзубними проміжками ще ніколи не був таким простим: відчуйте та легко очистіть міжзубні проміжки.
- **paro**<sup>®</sup> *sonic* – перша звукова зубна щітка, яка дозволяє поєднати Ваш індивідуальний догляд за міжзубними проміжками з системою **paro**<sup>®</sup> *isola F*. До 40,000 чистячих рухів на хвилину.
- **paro**<sup>®</sup> *3star*-технологія – наш запатентований «метод трикутника», згідно якому форма міжзубних щіток відповідає анатомії міжзубних проміжків. Для більшого комфорту та кращої ефективності очищення.
- **paro**<sup>®</sup> *brush-stick* – наша пластикова зубочистка з оксамитовою поверхнею. Проста у використанні та високоефективна.
- **paro**<sup>®</sup> *amin* – зубні пасти без SLS (лаурилсульфату натрію), спеціально вироблені в Швейцарії на основі високоякісного амінофториду та антисептичного інгредієнту Пантенолу. Вони зміцнюють зубну емаль та ясна.
- **paro**<sup>®</sup> *fluoride gels* – висококонцентровані гелі на основі амінофториду або фториду натрію з фруктовим або м'ятним ароматом. Дуже ефективні та з приємним смаком.
- **paro**<sup>®</sup> *isola*-технологія – ми були першими, хто представив покриття на металевому стрижні, що використовується в міжзубних щітках. Захищає зубну емаль і не створює гальванічний ефект.

Ми запрошуємо вас дізнатися, що відбувається, коли догляд за порожниною рота зустрічається зі швейцарськими інноваціями – відкрийте для себе ексклюзивну продукцію **paro**<sup>®</sup>.

Щиро Ваші



Патрік Суттер  
Генеральний директор  
Esro AG | Партнер



Клаудіо Хостеттлер  
Директор з розвитку  
бізнесу | Партнер




# **paro**<sup>®</sup> колекція-переваги та інформація

## **paro**<sup>®</sup> *isola* технологія

Компанія Esro AG – перший виробник, який впровадив пластикове покриття металевого стрижня у виробничому процесі.

Ця **paro**<sup>®</sup> *isola* технологія запатентована та використовується для виготовлення всіх типів міжзубних щіток з колекції **paro**<sup>®</sup>.




Міжзубні щітки складаються з м'яких ворсинок, закріплених на тонкому стрижні, покритому захисною оболонкою. Завдяки цьому високоякісному покриттю **paro**<sup>®</sup> *isola* виключається будь-який контакт металу метал не уватиме з зубними тканинами, пломбами, коронками чи мостами. Це запобігає пошкодженням або травмам, а також гальванічному ефекту, який виникає у результаті виділення іонів біполярних елементів.

## Рекомендації щодо використання міжзубних щіток


Як і при використанні будь-якої системи очищення міжзубних проміжків, надзвичайно важливо правильно підібрати розмір щітки. Якщо щітка занадто маленька, наліт не буде повністю видалений. Якщо діаметр занадто великий, він не буде відповідати міжзубним проміжкам і може травмувати ясна.

Щоб задовольнити потреби кожного, **paro**<sup>®</sup> пропонує асортимент міжзубних щіток різних діаметрів конічної або циліндричної форми.

Окрім щіток заокругленої форми, **paro**<sup>®</sup> розробив технологію 3star, щоб імітувати анатомічну форму міжзубного проміжку та, таким чином підвищити припасування та ефективність очищення (докладніше див. на стор. 8).



стандартна щітка




**paro**<sup>®</sup> 3star grip

## Універсальна та змінна система **paro**<sup>®</sup> *isola F*

Змінні щітки системи **paro**<sup>®</sup> *isola F* сумісні з усіма ручками та зубними щітками **paro**<sup>®</sup>. Завдяки розумному та гігієнічному механізму кріплення, щітки легко замінити.

Цей механізм кріплення базується на принципі вставити та повернути. Щітка надійно закріплена в тримачі та легко знімається вручну або за допомогою гігієнічного ковпачка, який виконаний у вигляді ключа. Прикладіть вузький кінець ковпачка до щітки, вставте та поверніть на 90°.



## **paro**<sup>®</sup> *slider box* коробка з висувною кришкою

Більшість продукції **paro**<sup>®</sup> для догляду за міжзубними проміжками поставляються у продуманих коробках з висувною кришкою. Щоб відкрити коробку, зсуньте кришку однією рукою або просто зніміть її. Коробка призначена для багаторазового використання, щоб зменшити кількість відходів.

- Переваги:
- Легко носити
  - Легко зберігати
  - Легко використовувати





## ДОГЛЯД ЗА МІЖЗУБНИМИ ПРОМІЖКАМИ

- 06 | 07 **paro**<sup>®</sup> *slider* – очищувач міжзубних проміжків
- 08 | 09 **paro**<sup>®</sup> *3star* – міжзубні щітки трикутної форми з тримачем
- 10 | 11 **paro**<sup>®</sup> *flexi grip* – міжзубні щітки з тримачем
- 12 | 13 **paro**<sup>®</sup> *isola F* – міжзубні щітки та тримачі для міжзубних щіток
- 14 | 15 **paro**<sup>®</sup> *isola long* – міжзубні щітки
- 16 | 17 **paro**<sup>®</sup> *brush-stick* – пластикові зубочистки з оксамитовим покриттям та медичні дерев'яні зубочистки
- 18 | 19 **paro**<sup>®</sup> зубні стічки та флоси



## ЗУБНІ ЩІТКИ

- 20 | 21 **paro**<sup>®</sup> *sonic* звукова гідроактивна зубна щітка
- 22 | 23 **paro**<sup>®</sup> зубні щітки
- 24 | 25 **paro**<sup>®</sup> дитячі зубні щітки та спеціальні зубні щітки




## ДОГЛЯД ЗА ЗУБАМИ ТА ПОРОЖНИНОЮ РОТА

- 26 | 27 **paro**<sup>®</sup> зубні пасти, ополіскувачі порожнини рота та таблетки для індикації зубного нальоту
- 28 | 29 **paro**<sup>®</sup> гелі на основі фториду
  
- 30 | 31 **paro**<sup>®</sup> демонстраційна продукція та підтримка продажів



**ВІДЧУЙТЕ. ОЧИСТІТЬ.**

ДОГЛЯД ЗА МІЖЗУБНИМИ ПРОМІЖКАМИ  
ЩЕ НІКОЛИ НЕ БУВ ТАКИМ ЛЕГКИМ!






## **paro**<sup>®</sup> slider – ІНТЕРДЕНТАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ




Разом із стоматологами та спеціалістами з гігієни порожнини рота, інженери **paro**<sup>®</sup> протягом кількох років розробили інноваційну та унікальну систему для очищення міжзубних проміжків. **paro**<sup>®</sup> slider також можна використовувати для очищення брекетів, коронок, мостів та імплантатів.

Завдяки інноваційному **paro**<sup>®</sup> slider виснажливій пошук міжзубних проміжків інтердентальним йоржиком

відходять у минуле: тепер легше та ефективніше очищувати міжзубні проміжки із прикритим ротом, ніж будь-коли раніше.

М'який, анатомічної форми, конічний накінецьник **paro**<sup>®</sup> slider дозволяє легко знаходити міжзубні проміжки. За допомогою обережних рухів зручної кнопки вперед-назад міжзубна щітка легко ковзає в міжзубних проміжках.



Арт. №	paro® slider – очищувач міжзубних проміжків	 Щітка	 • Стрижень	 *ДОО
1030	paro® slider – включає тримач та 3 міжзубні щітки XS			
1031	paro® slider – міжзубні щітки XS, 6 шт.	Ø 1.9 мм	Ø 0.4 мм	Ø 0.65 мм
1032	paro® slider – міжзубні щітки S, 6 шт.	Ø 2.5 мм	Ø 0.4 мм	Ø 0.8 мм
1033	paro® slider – міжзубні щітки M, 6 шт.	Ø 3.1 мм	Ø 0.4 мм	Ø 1.4 мм

\*ДОО = діаметр отвору, що обробляється



## Мої кубики

«Він це зрозумів: круглі блоки вставляються в круглий отвір. А для трикутного отвору потрібен... трикутник! У грі це очевидно. При догляді за моїми зубами теж!»

Кристина,  
(Мама)


## *paro*<sup>®</sup> 3star – міжзубні щітки

Нове покоління міжзубних щіток *paro*<sup>®</sup> 3star трикутної форми. Ці міжзубні щітки розроблені таким чином, щоб повторювати природну форму міжзубних проміжків.


*paro*<sup>®</sup> 3star міжзубні щітки мають вищу ефективність очищення порівняно з міжзубними щітками круглої форми.

Крім того, міжзубні щітки трикутної форми легше проникають у міжзубні проміжки.

*paro*<sup>®</sup> 3star міжзубні щітки доступні у зручному варіанті з тримачами.



стандартна щітка



*paro*<sup>®</sup> 3star grip

Посилання:

Wolff F, Joerss D, Raeth O, Pioch T, Dorfer, University of Heidelberg, Germany

Thomas Gaberthuel, Dr. med. dent. SSO, Switzerland





1090



1091



1092



1093




1094



1095



Арт. №	paro® 3star grip – міжзубні щітки трикутної форми з тримачами			
		Щітка	• Стрижень	*ДОО
1090	paro® 3star grip – набір зразків, 4 різних розміра, 4 шт.			
1091	paro® 3star grip – ххх-тонкі, червоні, трикутної форми, 4 шт.	Ø 2.0 мм	Ø 0.45 мм	Ø 0.8 мм
1092	paro® 3star grip – хх-тонкі, жовті, трикутної форми, 4 шт.	Ø 2.6 мм	Ø 0.50 мм	Ø 0.9 мм
1093	paro® 3star grip – х-тонкі, сині, трикутної форми, 4 шт.	Ø 3.5 мм	Ø 0.50 мм	Ø 1.0 мм
1094	paro® 3star grip – середні, зелені, трикутної форми, 4 шт.	Ø 4.5 мм	Ø 0.63 мм	Ø 1.5 мм
1095	paro® 3star grip – великі, фіолетові, трикутної форми, 4 шт.	Ø 7.0 мм	Ø 0.72 мм	Ø 2.4 мм

\*ДОО = діаметр отвору, що обробляється



## Моя турбо-блискавка

«Підйом. Відправлення. Зупинка. Доставка. Якщо ви не хочете втрачати час, вам потрібен тримач та легке керування.

З моїм доглядом за зубами все точно так само!»

Фабіо,  
(Служба доставки)

## *paro*<sup>®</sup> *flexi grip* – міжзубні щітки

*paro*<sup>®</sup> *flexi grip* міжзубні щітки готові до використання. М'яка кругла гумова рукоятка дозволяє чудово тримати її двома пальцями та спрощує введення щіток у всі міжзубні проміжки. Гнучка ручка приємна на дотик.



*paro*<sup>®</sup> *flexi grip* міжзубні щітки із захисним ковпачком ідеальні для використання вдома та в дорозі.



*paro*<sup>®</sup> *flexi grip* міжзубні щітки також дуже популярні для очищення ортодонтичних пристроїв, таких як брекети, дуги тощо.



1070


 Арт. № **paro® flexi grip** – міжзубні щітки з тримачами

 Щітка •  Стрижень | \*ДОО

Арт. №	<b>paro® flexi grip</b> – міжзубні щітки з тримачами	 Щітка	•  Стрижень	*ДОО
1070	<b>paro® flexi grip</b> – набір зразків, 4 різних розміра, 4 шт.			
1079	<b>paro® flexi grip</b> – х-тонкі, помаранчеві, конічні, 4 шт.	Ø 1.9/5.0мм	Ø 0.55 мм	Ø 0.9 мм
1083	<b>paro® flexi grip</b> – середні, світло-зелені, конічні, 4 шт.	Ø 3.0/8.0мм	Ø 0.55 мм	Ø 1.0 мм
1078	<b>paro® flexi grip</b> – супер-тонкі, екстра-м'які, рожеві, циліндричні, 4 шт.	Ø 2.0 мм	Ø 0.4 мм	Ø 0.6 мм
1072	<b>paro® flexi grip</b> – хххх-тонкі, білі, циліндричні, 4 шт.	Ø 1.7 мм	Ø 0.45 мм	Ø 0.7 мм
1073	<b>paro® flexi grip</b> – ххх-тонкі, червоні, циліндричні, 4 шт.	Ø 1.9 мм	Ø 0.45 мм	Ø 0.8 мм
1074	<b>paro® flexi grip</b> – хх-тонкі, жовті, циліндричні, 4 шт.	Ø 2.5 мм	Ø 0.55 мм	Ø 0.9 мм
1071	<b>paro® flexi grip</b> – х-тонкі, сині, циліндричні, 4 шт.	Ø 3.0 мм	Ø 0.65 мм	Ø 1.0 мм
1082	<b>paro® flexi grip</b> – тонкі, світло-сині, циліндричні, 4 шт.	Ø 3.8 мм	Ø 0.72 мм	Ø 1.2 мм
1075	<b>paro® flexi grip</b> – середні, зелені, циліндричні, 4 шт.	Ø 5.0 мм	Ø 0.72 мм	Ø 1.3 мм
1077	<b>paro® flexi grip</b> – великі, фіолетові, циліндричні, 4 шт.	Ø 7.2 мм	Ø 0.95 мм	Ø 2.1 мм
1080	<b>paro® flexi grip</b> – х-великі, сірі, циліндричні, 4 шт.	Ø 9.5 мм	Ø 1.2 мм	Ø 2.7 мм
1081	<b>paro® flexi grip</b> – хх-великі, чорні, циліндричні, 4 шт.	Ø 11.5 мм	Ø 1.3 мм	Ø 3.1 мм

\*ДОО = діаметр отвору, що обробляється



## Мій багатофункціональний засіб

«Мій ящик з інструментами – моя гордість і радість. З ним я можу вирішити будь-яку проблему. Завдяки універсальності та системному підходу. Я люблю це! Так само з моїм доглядом за зубами!»

Тім,  
(Майстер на всі руки)



## *paro*<sup>®</sup> *isola F* – система

### *paro*<sup>®</sup> *isola F* міжзубні щітки


Система *paro*<sup>®</sup> *isola F* – це найширший асортимент міжзубних щіток *paro*<sup>®</sup>. Велика різноманітність щіток конічної та циліндричної форми доступна у восьми різних діаметрах. Популярна монопучкова щітка *paro*<sup>®</sup> *interspace F* забезпечує ідеальне очищення ортодонтичних пристроїв, таких як брекети, дуги тощо.

Кожна упаковка міжзубних щіток *paro*<sup>®</sup> *isola F* поставляється з популярним зручним тримачем *paro*<sup>®</sup> *handy grip F*, а також гігієнічним ковпачком для захисту щітки під час транспортування та полегшення монтажу нових щіток на тримач.

### *paro*<sup>®</sup> *isola F* тримачі

Великий асортимент системи *paro*<sup>®</sup> *isola F* посилюється широким діапазоном тримачів. Доступні як односторонні (1040), так і двосторонні тримачі (1003). Зручна ручка *paro*<sup>®</sup> *handy grip F* ідеально підходить для подорожей і входить до кожної упаковки.

Нова гідроактивна звукова зубна щітка *paro*<sup>®</sup> *sonic* (760) підвищує ефективність очищення міжзубних проміжків завдяки потужності звуку. Також, насадки *paro*<sup>®</sup> *isola F* можна легко встановити на тримач для очищення міжзубних проміжків зубної щітки *paro*<sup>®</sup> *sonic*.





Арт. №	<i>paro</i> ® <i>isola F</i> – міжзубні щітки	 Щітка	 • Стрижень	 *ДОО
1048	<i>paro</i> ® <i>isola F</i> – xxxx-тонкі, червоні, циліндричні, 5 шт.	Ø 1.7 мм	Ø 0.45 мм	Ø 0.7 мм
1043	<i>paro</i> ® <i>isola F</i> – xxx-тонкі, білі, циліндричні, 5 шт.	Ø 1.9 мм	Ø 0.45 мм	Ø 0.8 мм
1044	<i>paro</i> ® <i>isola F</i> – xx-тонкі, жовті, циліндричні, 5 шт.	Ø 2.5 мм	Ø 0.55 мм	Ø 0.9 мм
1041	<i>paro</i> ® <i>isola F</i> – x-тонкі, сині, циліндричні, 5 шт.	Ø 3.0 мм	Ø 0.65 мм	Ø 1.0 мм
1042	<i>paro</i> ® <i>isola F</i> – середні, зелені, циліндричні, 5 шт.	Ø 5.0 мм	Ø 0.72 мм	Ø 1.3 мм
1047	<i>paro</i> ® <i>isola F</i> – великі, фіолетові, циліндричні, 5 шт.	Ø 8.0 мм	Ø 0.95 мм	Ø 2.1 мм
1049	<i>paro</i> ® <i>isola F</i> – x-тонкі, сині, конічні, 5 шт.	Ø 1.9/5.0 мм	Ø 0.55 мм	Ø 0.9 мм
1046	<i>paro</i> ® <i>isola F</i> – тонкі, червоні, конічні, 5 шт.	Ø 3.0/7.0 мм	Ø 0.65 мм	Ø 1.4 мм
1013	<i>paro</i> ® <i>interspace brush F</i> – м'які, змінні насадки, 6 шт.			
	<b><i>paro</i>® <i>isola F</i> – тримач для міжзубних щіток</b>			
1003	<i>paro</i> ® <i>interspace brush F</i> – двосторонній тримач з 2 монопучковими щітками, кожна під різним кутом			
1040	<i>paro</i> ® <i>interdental set F</i> – набір з 2 міжзубними щітками			
760	<i>paro</i> ® <i>sonic</i> – гідроактивна звукова зубна щітка – см. стр. 20 21			
708-746	<i>paro</i> ® зубні щітки – см. стр. 22 23			

\*ДОО = діаметр отвору, що обробляється



## Мій найкращий рецепт


«Я не вірю новомодним штучкам. Ні модна сковорода, ні стильний ніж не зроблять їжу кращою. Кожен, хто має досвід, покладається на перевірені методи. Так само я роблю з доглядом за зубами!»



Елла,  
(Шеф-повар)

## **paro**<sup>®</sup> *isola long* – ДОВГІ МІЖЗУБНІ ЦІТКИ

Міжзубні щітки – ідеальний засіб для очищення міжзубних проміжків. **paro**<sup>®</sup> *isola long* довгі міжзубні щітки використовуються без ручки і не потребують тримача.

Завдяки подовженому накінецьнику щітки, фронтальні та жувальні області зубів можуть бути ідеально очищені. Довгий кінець щітки можна легко зігнути до потрібної форми для зручності застосування.



Арт. №	<i>paro</i> <sup>®</sup> <i>isola long</i> – довгі міжзубні щітки	 Щітка	 Стрижень	*ДОО
1012	<i>paro</i> <sup>®</sup> <i>isola long</i> – xxx-тонкі, білі, циліндричні, 10 шт.	Ø 1.9 мм	Ø 0.47 мм	Ø 0.9 мм
1014	<i>paro</i> <sup>®</sup> <i>isola long</i> – xx-тонкі, сині, циліндричні, 10 шт.	Ø 2.5 мм	Ø 0.59 мм	Ø 1.0 мм
1016	<i>paro</i> <sup>®</sup> <i>isola long</i> – x-тонкі, червоні, циліндричні, 10 шт.	Ø 3.0 мм	Ø 0.65 мм	Ø 1.1 мм
1015	<i>paro</i> <sup>®</sup> <i>isola long</i> – тонкі, зелені, циліндричні, 10 шт.	Ø 5.0 мм	Ø 0.74 мм	Ø 1.4 мм
1017	<i>paro</i> <sup>®</sup> <i>isola long</i> – середні, зелені, циліндричні, 5 шт.	Ø 8.0 мм	Ø 0.74 мм	Ø 2.5 мм
1018	<i>paro</i> <sup>®</sup> <i>isola long</i> – великі, фіолетові, циліндричні, 5 шт.	Ø 10.0 мм	Ø 0.74 мм	Ø 2.6 мм
1010	<i>paro</i> <sup>®</sup> <i>isola long</i> – x-тонкі, сині, конічні, 10 шт.	Ø 2.0/6.0 мм	Ø 0.60 мм	Ø 1.3 мм
1011	<i>paro</i> <sup>®</sup> <i>isola long</i> – середні, зелені, конічні, 5 шт.	Ø 4.0/9.0 мм	Ø 0.74 мм	Ø 1.7 мм

\*ДОО = діаметр отвору, що обробляється



## Мій чемпіон світу

«Я краще всіх рубаю дрова у нашій команді. Так кажуть інші. Так само як чемпіон світу? Цього я не можу сказати. Мої зубочистки кращі в світі, я відчуваю це щодня під час догляду за зубами!»

Пітер,  
(Дроворуб)



## **paro**<sup>®</sup> медичні дерев'яні зубочистки

Зубочистки особливо корисні для видалення застряглих частинок їжі, особливо між зубами. При правильному використанні також можна видалити зубний наліт. А міжзубні тканини ясен отримують ніжний масаж. Завдяки своєму трикутному профілю, **paro**<sup>®</sup> медичні зубочистки ідеально підходять для очищення нешироких міжзубних проміжків.

Перед використанням змочіть зубочистку слиною, це пом'якшить її та зробить більш гнучкою.

**paro**<sup>®</sup> медичні зубочистки виготовлені з екологічно чистої деревини липи, вирощеної у Швейцарії.

### **paro**<sup>®</sup> *micro-stick*

Завдяки мікро-тонкій формі, яка забезпечує оптимальний контакт із сусідніми поверхнями зубів, застосовувати їх комфортно навіть у найвузьких міжзубних проміжках.

### **paro**<sup>®</sup> *solidox*

Двосторонні зубочистки середнього розміру з натуральної деревини.

### **paro**<sup>®</sup> *fresh-stick*

Освіжаючі зубочистки з ароматом м'яти, які залишають приємний післясмак.

## **paro**<sup>®</sup> *brush-stick* – зубочистки з оксамитовим покриттям

Ретельне очищення та одночасний масаж робить **paro**<sup>®</sup> *brush-stick* ідеальним вибором для лікування та профілактики подразнення ясен. **paro**<sup>®</sup> *brush-stick* запатентована на міжнародному рівні. Це технології космічної ери в області гігієни порожнини рота. Наша футуристична зубочистка отримала форму та зручність використання від свого дерев'яного попередника.

На цьому подібність закінчується, оскільки **paro**<sup>®</sup> *brush-stick* має пластикову основу з оксамитовим покриттям.

Це додаткове покриття не тільки приємне у використанні, але й забезпечує більш легке та ретельне видалення бактеріального нальоту. Їх надтонка форма є надзвичайно гнучкою, та полегшує доступ практично до кожного міжзубного проміжку.

**paro**<sup>®</sup> *brush-stick* призначені для багаторазового використання, а завдяки захисному ковпачку їх ідеально використовувати в дорозі.





Арт. №	<i>paro</i> ® медичні дерев'яні зубочистки
1751	<i>paro</i> ® <i>micro-stick</i> – ультра-тонкі, 96 шт.
1750	<i>paro</i> ® <i>solidox</i> – двосторонні, 96 шт.
1755	<i>paro</i> ® <i>fresh-stick</i> – середні, з м'ятним смаком, 96 шт.
	<i>paro</i> ® <i>brush-stick</i> – пластикові зубочистки з оксамитовим покриттям
1061	<i>paro</i> ® <i>brush-stick</i> – з оксамитовим покриттям, 10 шт.



## Моя візаві

«Ми і однакові?! Навіть наші флоси різні. Одна з нас любить м'ятний, друга ні. Одна користується пухнастим флосом, друга компактним. Але по магазинах ми все одно ходимо разом!»

Лорен та Шарлотта,  
(Близнята)

## **paro**<sup>®</sup> зубні стрічки та флоси

### **paro**<sup>®</sup> brush'n floss

Ідеально підходить для чищення брекетів, мостів і широких міжзубних проміжків. Завдяки унікальним компонентам – посиленому напрямителю та пухнастому флоссу, – Ви отримаєте найкращі результати.

### **paro**<sup>®</sup> glide-tape

Міжзубна стрічка з тефлону є перевіреним засобом для гігієни порожнини рота. При щоденному використанні видаляє зубний наліт у вузьких міжзубних проміжках, недоступних іншими засобами. Також, стрічка зручна для рук, не ріже пальці і не рветься.

### **paro**<sup>®</sup> riser-floss

Це лікувальний зубний флос, вощений, з м'ятою та фторидом. Він тонкий перед застосуванням і розпушується під час використання.

### **paro**<sup>®</sup> classic-floss

Це тонкий зубний флос, вощений, з м'ятою та фторидом. Завдяки цьому він легко ковзає між зубами і тому рекомендований для вузьких міжзубних проміжків.

### **paro**<sup>®</sup> floss holder

Тримач зубного флосу **paro**<sup>®</sup> floss holder робить його застосування просто дитячою грою для всіх. Це надзвичайно потужний засіб для ідеального ефекту очищення. До всіх міжзубних проміжків можна дістатися без будь-яких труднощів. Високий стандарт гігієни завдяки відсутності дотику до нитки. Найвища ефективність при невеликих витратах. Рекомендовано для використання з **paro**<sup>®</sup> classic-floss або **paro**<sup>®</sup> riser-floss.

1760



1764



1765



1762



1766



1768



1767



1763



Арт. № **paro®** зубні стрічки та флоси

1760	<b>paro® brush'n floss</b> – зубний флос та щітка, суперфлос, 20x15 см
1762	<b>paro® glide-tape</b> – тефлонова стрічка, 20 м
1768	<b>paro® glide-tape</b> – тефлонова стрічка, 200 м
1764	<b>paro® riser-floss</b> – вощений, з м'ятою та фторидом, 50 м
1763	<b>paro® travel-floss</b> – вощений, з м'ятою, 5 м
1766	<b>paro® classic-floss</b> – вощений, з м'ятою и фторидом, 50 м
1767	<b>paro® classic-floss</b> – вощений, 200 м
1765	<b>paro® floss holder</b> тримач зубного флосу



## Мій універсальний засіб

«Крім моєї основної роботи, я ще воджу дітей на тренування, виконую роботу по дому, зустрічаюся з друзями. І у якийсь момент треба зробити це все відразу. Але у нас дома я далеко не одна така. Запитайте мою звукову зубну щітку!»

Лариса,  
(Мама)

## *paro*<sup>®</sup> *sonic* – гідроактивна звукова щітка

*paro*<sup>®</sup> *sonic* гідродинамічна звукова зубна щітка з частотою до 40'000 рухів щіткою за хвилину, обережно та ефективно нейтралізує та видаляє наліт в порожнині рота завдяки технології *paro*<sup>®</sup> HYDRODYNAMIC SENSITIVE.

*paro*<sup>®</sup> *sonic* насадки для зубної щітки  
Дві різні щітки-насадки відповідають індивідуальним потребам і вимогам користувачів. Насадка *paro*<sup>®</sup> *sensi-clean* для ніжного очищення оголених шийок зубів і чутливих ясен, та насадка *paro*<sup>®</sup> *duo-clean* для більш інтенсивного очищення на глибокому рівні.

*paro*<sup>®</sup> *sonic interdental*  
Насадка *paro*<sup>®</sup> *sonic interdental* підходить для міжзубних і монопучкових щіток *paro*<sup>®</sup> *isola F*. Таким чином, *paro*<sup>®</sup> *sonic* також рекомендується для чищення ділянок, куди не дістає зубна щітка, наприклад, заглиблень, міжзубних проміжків, імплантатів, а також брекетів. Делікатні вібрації режиму «INTERDENTAL» підсилюють ефект очищення.

Для заміни щітки Вам потрібна лише нова міжзубна щітка, а не нова насадка цілком.

Очищення міжзубних проміжків виконується в режимі «INTERDENTAL», спеціально розробленому для цього.

Більше того, *paro*<sup>®</sup> *sonic* має квадрантний таймер, а також зручну функцію блокування при подорожах. 3 режими очищення з функцією пам'яті.

### Режим 1 SENSITIVE

Ніжне гідроактивне звукове очищення, ідеальне для щоденного чищення, а також для чутливих шийок зубів і ослаблених ясен – з частотою 40'000 рухів на хвилину та 2-хвилинним таймером.

### Режим 2 INTENSIVE

35'000 рухів на хвилину та 3-хвилинний таймер для активного чищення і більш інтенсивного догляду за зубами у випадках зміни кольору та сильного нальоту.

### Режим 3 INTERDENTAL

Багатогранне та індивідуальне міжзубне очищення також підходить для чищення ортодонтичних апаратів, імплантатів, коронок, мостів.

До комплекту поставки також входить високоякісний косметичний футляр, який можна використовувати як для зубної щітки *paro*<sup>®</sup> *sonic*, так і для засобів по догляду під час подорожей.



**paro<sup>®</sup>sonic** насадки для зубної щітки  
Режими очищення SENSITIVE та INTENSIVE

Насадки для щіток мають інноваційне розташування топологічних щетинок. Таке розташування щетинок забезпечує надзвичайно хороший контакт із зубом, що забезпечує дуже ретельне очищення<sup>1)</sup>.

Кольорові кінчики щетинок прикрашають звукову зубну щітку та додають кольорів у ванну кімнату.

<sup>1)</sup> Ref. Report and study references in the scientific dossier of paro sonic



**БЛИСКУЧА ЧИСТОТА**  
ГІДРОДИНАМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ  
ВИСОКОЇ ЧУТЛИВОСТІ PARO



**paro<sup>®</sup>sonic** міжзубне очищення  
Режим очищення INTERDENTAL

Ваш індивідуальний догляд за міжзубними проміжками у поєднанні з **paro<sup>®</sup>sonic**.

Завдяки інноваційній системі **paro<sup>®</sup>isola F**, Ви можете приєднувати будь-які індивідуальні міжзубні щітки до тримача для очищення міжзубних проміжків та замінювати їх за потреби. Ця функція також рекомендована для чищення ортодонтичних апаратів та імплантатів, таких як коронки та мости.



Арт. №	paro <sup>®</sup> sonic – гідроактивна звукова зубна щітка
760	paro <sup>®</sup> sonic – гідроактивна звукова зубна щітка, набір
761	paro <sup>®</sup> soft-clean – змінні щітки, 2 шт.
762	paro <sup>®</sup> duo-clean – змінні щітки, 2 шт.
763	paro <sup>®</sup> sonic interdental для очищення міжзубних проміжків



## Мій майстер полірування

«Я не використовую жорсткі шкрепки! Має бути найтонший шовк. А потім досить ніжний масаж, поки все не засяє. Я говорю про мій щоденний догляд за зубами!»

Адріано,  
(Автокосметолог)

## **paro**<sup>®</sup> зубні щітки

### **paro**<sup>®</sup> classic зубні щітки

Витончена шийка та унікальна довга ручка діамантової форми гарантують правильне розташування та використання всесвітньо відомої серії зубних щіток **paro**<sup>®</sup> classic. Ідеально закруглені нейлонові щетинки дозволяють інтенсивно видаляти наліт і разом з тим оберігати чутливі ясна. До ручок зубних щіток можна приєднати ексклюзивні змінні насадки **paro**<sup>®</sup> *isola F* (див. стор. 12|13). Тепер лише за допомогою одного інструмента можна очистити весь зубний ряд навіть у важкодоступних місцях, а також зробити масаж ясен.

### Клінічна референсна щітка

Зубні щітки **paro**<sup>®</sup> classic протягом тривалого часу є еталоном у порівнянні зі всіма іншими щітками, які тестувалися в Університеті Цюріха, Швейцарія. Незмінно висока якість наших щіток – ось що робить їх такими шанованими.

**paro**<sup>®</sup> classic зубні щітки доступні з різною жорсткістю: середня жорсткість (M), м'яка (S), ультрам'яка (exS).

**paro**<sup>®</sup> exS39 / S39 / M39 – зубна щітка для чутливих зубів з ультрам'якими, м'якими або середньої жорсткості щетинками (5 рядів, 39 пучків)

**paro**<sup>®</sup> S43 / M43 – компактна голівка щітки, з м'якими або середньої жорсткості щетинками (4 ряди, 43 пучка)

**paro**<sup>®</sup> S27L / M27L – маленька голівка щітки, з м'якими або середньої жорсткості щетинками (3 ряди, 27 пучків)

**paro**<sup>®</sup> S27 / M27 – маленька голівка щітки, коротка ручка, з м'якими або середньої жорсткості щетинками (27 пучків)

### **paro**<sup>®</sup> medic

Створена на основі філамент-технології; щетинки мають конічну форму з тонкими, дуже гнучкими кінчиками. Ці особливо м'які та шовковисті щетинки дуже приємні на дотик. Вони сприяють ретельному, але ніжному очищенню, особливо по лінії ясен, де переважно і утворюється наліт.



ультрам'які  
ультратонкі



У 4 рази  
більше  
щетинок,  
ніж у зви-  
чайних зубних щіток



середня  
м'яка



714 **paro**<sup>®</sup> exS39

715 **paro**<sup>®</sup> S39

716 **paro**<sup>®</sup> M39



середня  
м'яка



708 **paro**<sup>®</sup> M43

709 **paro**<sup>®</sup> S43



середня  
м'яка



738 **paro**<sup>®</sup> M27L

739 **paro**<sup>®</sup> S27L



середня  
м'яка



744 **paro**<sup>®</sup> M27

746 **paro**<sup>®</sup> S27



конічна



726 **paro**<sup>®</sup> medic



копех<sup>®</sup>-щетинок

**paro**<sup>®</sup> classic зубні щітки,  
представлені у 6 різних  
кольорах



Змінні міжзубні щітки системи  
**paro**<sup>®</sup> isola F (див. стор. 12|13)



блістерна  
упаковка



поліетиленова  
упаковка

Арт. №

**paro**<sup>®</sup> зубні щітки, різних кольорів в асортименті

714

**paro**<sup>®</sup> exS39 – ультрам'яка/для чутливих зубів, 5 рядів, з монопучковою насадкою **paro**<sup>®</sup> interspace brush F

715

**paro**<sup>®</sup> S39 – м'яка, 5 рядів, з монопучковою насадкою **paro**<sup>®</sup> interspace brush F

716

**paro**<sup>®</sup> M39 – середня, 5 рядів, з монопучковою насадкою **paro**<sup>®</sup> interspace brush F

708

**paro**<sup>®</sup> M43 – середня, 4 ряди, з монопучковою насадкою **paro**<sup>®</sup> interspace brush F

709

**paro**<sup>®</sup> S43 – м'яка, 4 ряди, з монопучковою насадкою **paro**<sup>®</sup> interspace brush F

738

**paro**<sup>®</sup> M27L – середня, 3 ряди, з монопучковою насадкою **paro**<sup>®</sup> interspace brush F

739

**paro**<sup>®</sup> S27L – м'яка, 3 ряди, з монопучковою насадкою **paro**<sup>®</sup> interspace brush F

744

**paro**<sup>®</sup> M27 – середня, з монопучковою насадкою **paro**<sup>®</sup> interspace brush F

746

**paro**<sup>®</sup> S27 – м'яка, з монопучковою насадкою **paro**<sup>®</sup> interspace brush F

726

**paro**<sup>®</sup> medic – м'яка, з щетинками конічної форми



## Мій супер-герой

«Він завжди чекає мене у ванній. Мій лазерний меч, яким я можу перемогти всіх прибульців з планети Каріус. Мій тато сказав мені це!»

Джуліан,  
(Дослідник світу)

## paro® дитячі зубні щітки

paro® зубні щітки для дітей спеціально розроблені для найменших: маленька кругла голівка щітки зі щетинками ідеально заокругленої форми забезпечують ефективне та дбайливе чищення зубів. Завдяки ергономічній подовженій ручці щітки батькам легше навчити дитину регулярному догляду за зубами.

### paro® junior

Завдяки маленькій та спеціально заокругленій голівці щітки тепер навіть найважкодоступні місця можуть бути легко очищені. Заокруглені щетинки дбайливо очищають зуби, в той же час захищаючи ясна від пошкоджень. Ергономічна ручка з нековзкого матеріалу, а також упор для великого пальця, полегшують використання. Еластичний елемент на шийці щітки запобігає занадто сильному тиску.

### paro® S27 / M27

Класична дитяча зубна щітка. До ручки зубної щітки paro® S27 / M27 можна приєднати ексклюзивні змінні насадки paro® isola F (див. стор. 12|13). За допомогою лише одного інструмента можна очистити весь зубний ряд, а також зробити масаж ясен, навіть у важкодоступних місцях.

paro® S27 / M27 рекомендована для дітей до 6 років.

### paro® baby

Зубна щітка для немовлят paro® baby була спеціально розроблена для використання з першого зуба. Компактна голівка щітки із заокругленими та надзвичайно чутливими щетинками нешкідлива до ясен і дозволяє батькам оптимально та дбайливо очистити зуби. Біле поле щетини вказує на розмір горошини зубної пасти, яка буде використана.

## paro® спеціальні зубні щітки

### paro® surgical

Хірургічна зубна щітка з мегам'якими щетинками рекомендована для цілеспрямованого догляду за болісними ділянками після хірургічного втручання.

### paro® ortho brush child

Підліткова ортодонтична зубна щітка с V-подібним перерізом, ефективна для чищення участків навколо брекетів, дуг та інших ортодонтичних конструкцій. Зручна ручка забезпечує оптимальний контроль.

### paro® superbush

Очищає всі три поверхні зуба одночасно. Проста у вико-

ристанні, з доведеною високою ефективністю. Рекомендована також у випадках, коли координація не дозволяє правильно користуватися щіткою.

### paro® clinic denture brush

Призначена для ефективного та дбайливого очищення зубних протезів. Додаткова монопучкова щітка з щільними конічними щетинками для очищення міжзубних проміжків та важкодоступних місць. Поєднання жорстких та м'яких щетинок в основній щітці забезпечує оптимальну ефективність очищення. Ергономічна форма ручки дає додатковий комфорт.





742 *paro® junior*




744 *paro® M27*  
746 *paro® S27*




749 *paro® baby*



743 *paro® surgical*



724 *paro® superbrush*



748 *paro® ortho brush*



920 *paro® clinic denture brush*

Арт. №

*paro®* дитячі зубні щітки, різних кольорів в асортименті

742

*paro® junior* – м'яка, з гнучкою шийкою

744

*paro® M27* – середня, з монопучковою насадкою *paro® interspace brush F*

746

*paro® S27* – м'яка, з монопучковою насадкою *paro® interspace brush F*

749

*paro® baby* – для чутливих зубів

*paro®* спеціальні зубні щітки

743

*paro® surgical* – мега м'яка, хірургічна зубна щітка

748

*paro® ortho* – м'яка, для догляду за ортодонтними конструкціями

724

*paro® superbrush* – м'яка, тристороння

920


*paro® clinic denture brush* – для зубних протезів, з двома очищуючими головками



## Мій першокласний нападаючий

«Найвища якість, сумісність, і тільки найкращі матеріали для догляду за порожниною рота – це ніби тебе раптом взяли грати у вищій лізі. Тоді Ви вже ніколи не захочете бути пониженим!»

Девід,  
(Футболіст)



## **paro**<sup>®</sup> зубні пасти, ополіскувачи порожнини рота і таблетки

### **paro**<sup>®</sup> *dent*

Ополіскувач порожнини рота для профілактики карієсу, містить комбінацію амінофториду і фториду натрію. Ці активні інгредієнти запобігають виникненню карієсу, зменшують утворення зубних відкладень, допомагають запобігти пародонтозу та надають свіжість подиху.

### **paro**<sup>®</sup> *chlorhexidin*

**paro**<sup>®</sup> ополіскувач порожнини рота з хлоргексидином доповнює щоденну гігієну порожнини рота, збагачений Ксилітолом, не містить спирту і барвників, надає свіжість подиху.

Хлоргексидин є надзвичайно ефективним і добре задокументованим антимікробним засобом. Він підходить для дезінфекції порожнини рота і підтримуючої терапії ясен, а також пригнічує накопичення зубного нальоту там, де це не може зробити зубна щітка та зубна паста.

### **paro**<sup>®</sup> *care*

Шипучі таблетки з фторидом олова для профілактики карієсу. Активний інгредієнт – фторид олова є добре відомим засобом для лікування гіперчутливості зубів і подразнення ясен.

### **paro**<sup>®</sup> *plak tablets*

2-колірні таблетки для індикації зубного нальоту. Складаються з комбінації харчових барвників, які реагують на органічні елементи нальоту, тим самим забарвлюючи його; наліт червоного кольору: 0-3 дня, синього кольору – більше 3 днів.

### **paro**<sup>®</sup> *plak pellets*

2-колірні подушечки для індикації зубного нальоту. Поставляються вологими, тому їх можна швидко використовувати у стоматологічному кабінеті. Не містять лактози. Складаються з комбінації харчових барвників, які реагують на органічні елементи нальоту, тим самим забарвлюючи його; наліт червоного кольору: 0-3 дня, синього кольору – більше 3 днів.

### **paro**<sup>®</sup> *amin* 1250 ppm F, не містить SLS

Високоякісний амінофторид, що входить до складу зубної пасти, запобігає карієсу, зміцнює зубну емаль і зменшує утворення зубного нальоту. Зубна паста **paro**<sup>®</sup> *amin* не містить SLS (лаурилсульфат натрію), низько абразивна; має освіжаючий смак м'яти та містить Пантенол для зміцнення ясен.

### **paro**<sup>®</sup> *amin kids* 500 ppm F, не містить SLS

Високоякісний амінофторид, що входить до складу дитячої зубної пасти, запобігає карієсу, зміцнює зубну емаль і зменшує утворення зубного нальоту. Дитяча зубна паста **paro**<sup>®</sup> *amin kids* не містить SLS (лаурилсульфат натрію), низько абразивна; має освіжаючий м'який смак м'яти.

### **paro**<sup>®</sup> *oolitt*

**paro**<sup>®</sup> *oolitt* шкребок для очищення язика призначений для видалення бактеріального нальоту з язика. Використання шкребка запобігає виникненню галітоза (неприємного запаху з рота) і сприяє покращенню стану зубів і ясен.



2676



2694 200 мл  
2693 2 л з помпою



2682



2667



2668



1210



1209



1208



1202



2689

Арт. № | **paro® зубні пасти, ополіскувачи порожнини рота і таблетки для індикації зубного нальоту**

2676	<b>paro® dent</b> – ополіскувач порожнини рота з амінофторидом 0.025 % / 250 ppm, 500 мл
2694	<b>paro® chlorhexidin</b> – ополіскувач порожнини рота з хлоргексидином 0.12 %, Ксилітол, без спирту, без фарбників, 200 мл
2693	<b>paro® chlorhexidin</b> – ополіскувач порожнини рота з хлоргексидином 0.12 %, Ксилітол, без спирту, без фарбників, 2 л з помпою
2682	<b>paro® care</b> – шипучі таблетки з фторидом олова, 0,1%/1000 ppm, антибактеріальні, 20 шт.
2667	<b>paro® amin kids</b> – дитяча зубна паста на основі амінофториду 0.050 % / 500 ppm, без SLS, низько абразивна, 75 мл
2668	<b>paro® amin</b> – зубна паста на основі амінофториду 0.125 % / 1250 ppm, без SLS, низько абразивна, з Пантенолом, 75 мл
1210	<b>paro® plak</b> – 2-кольорові таблетки для індикації зубного нальоту, червоний/синій, 10 шт.
1209	<b>paro® plak</b> – 2-кольорові таблетки для індикації зубного нальоту, червоний/синій, 100 шт.
1208	<b>paro® plak</b> – 2-кольорові таблетки для індикації зубного нальоту, червоний/синій, 1000 шт.
1202	<b>paro® plak</b> – 2-кольорові подушечки для індикації зубного нальоту, червоний/синій, 100 шт.
2689	<b>paro® ollitt</b> – шкребок для очищення язика



## Мій захисний щит

«Звичайного захисту мені недостатньо. Я оптимізую свій захист, тоді я в безпеці. Тож я роблю це також при моєму догляді за зубами!»

Марк,  
(Хокейний воротарь)

## *paro*<sup>®</sup> гелі з фторидом

*paro*<sup>®</sup> гелі з фторидом – чудовий вибір для оптимального фторування зубної емалі. Висока концентрація фториду підвищує стійкість до карієсу. Використовуйте *paro*<sup>®</sup> гелі з фторидом раз на тиждень, на додаток до регулярного чищення зубів.

*paro*<sup>®</sup> гелі з фторидом доступні у двох різних складах і ароматах, у тубах по 25 г або у флаконах по 200 мл

*paro*<sup>®</sup> *fluor* гель, з фторидом натрію  
Концентрація фториду: 1.25%, 12500 ppm  
Смак: м'ятний  
PH: 6.7-7.3 (нейтральний)

*paro*<sup>®</sup> *amin fluor* гель, з амінофторидом  
Концентрація фториду: 1.25%, 12500 ppm  
Смак: полуничний  
PH: 4.5-5.0 (трохи кислий)



2651



2653



2677



2678

Арт. №	paro® гелі з фторидом
2651	paro® fluor gel – м'ятний, з фторидом натрію 1.25 % / 12500 ppm, 25 г
2653	paro® fluor gel – м'ятний, з фторидом натрію 1.25 % / 12500 ppm, 200 мл
2677	paro® amin fluor gel – полуничний, з амінофторидом 1.25 % / 12500 ppm, 25 г
2678	paro® amin fluor gel – полуничний, з амінофторидом 1.25 % / 12500 ppm, 200 мл




## *paro*<sup>®</sup> демонстраційна продукція



2051



2050



2052



2053



1136



1132

Арт. №	<i>paro</i> <sup>®</sup> демонстраційна продукція
1132	<i>paro</i> <sup>®</sup> пісочний годинник – таймер чищення зубів на 3 хв.
1136	<i>paro</i> <sup>®</sup> cap – футляр для захисту головок зубних щіток <i>paro</i> <sup>®</sup> (див. стор. 22 23)
2050	<i>paro</i> <sup>®</sup> S39 демонстраційна зубна щітка – довжина 34 см
2051	<i>paro</i> <sup>®</sup> демонстраційна модель щелепи – розмір 2 до 1
2052	<i>paro</i> <sup>®</sup> демонстраційна модель карієсу зубів – з та без карієсу
2053	<i>paro</i> <sup>®</sup> демонстраційна модель зубів з брекетами

# *paro*<sup>®</sup> підтримка продажів



8667



8664

Арт. №

*paro*<sup>®</sup> підтримка продажів

8664

*paro*<sup>®</sup> презентаційна валіза, велика – заповнена продукцію *paro*<sup>®</sup>

8667

*paro*<sup>®</sup> акриловий стенд – з металевими тримачами



**paro**<sup>®</sup> – розроблено та виготовлено

Esro AG  
Dorfstrasse 143  
CH-8802 Kilchberg ZH  
Switzerland

+41 44 723 11 10  
info@paro.com  
www.paro.com

ТОВ Свісс Трейд – офіційний представник компанії ESRO AG в Україні  
тел.: 0 800 500 362    www.swisstrade.com.ua