


Dr. Barman's DUORPOWER

Звукова зубна щітка з чудовими якостями чищення

- Охоплює всі поверхні зуба, що підвищує ефективність та спрощує процедуру очищення.
- Забезпечує належне очищення всіх поверхонь зуба одночасно.
- Максимальний ефект очищення у співвідношенні час/результат.
- Щетинки розташовані під оптимальним кутом 45° до лінії ясен для ефективного видалення шкідливого нальоту.
- Покращує стан ясен.
- 20 000 вібрацій за хвилину.



Dr. Barman's – отримав всесвітню популярність завдяки запатентованій багатосторонній зубній щітці Superbrush, тепер посунув цю концепцію ще на крок далі. Dr. Barman's Duorpower – нещодавно розроблена звукова зубна щітка, яка живиться від батарейки. Унікальна насадка зубної щітки Dr. Barman's була поєднана з найсучаснішим дизайном і технологіями, що призвело до неперевершених властивостей чищення у своєму класі.



Сучасний дизайн – чотири привабливих кольори


Звукова зубна щітка Dr. Barman's Duorpower – тонка, елегантна і займає не більше місця, ніж звичайна зубна щітка. Для неї не потрібні ні дроти, ні підставки.

Екологічно: Змінна щітка та батарейки

Батарейку і змінну щітку можна легко замінити. Це означає, що щітка має тривалий термін експлуатації.

Зубна щітка Duorpower працює від однієї батарейки AAA. Поставляється у комплекті з двома змінними щітками.


Змінні щітки також поставляються у окремих упаковках по 2 шт. в кожній.



Dr. Barman's Duorpower – звукова зубна щітка, з якою ви одразу відчуєте більш якісне очищення

- Для чищення зубів виконуйте короткі обережні рухи вперед і назад.
- Нахильте зубну щітку під час чищення, щоб забезпечити належне очищення вздовж лінії ясен як внутрішньої, так і зовнішньої сторони зубів.
- Замінійте змінну щітку, коли вона зношена або кожні три місяці.
- Для максимального ефекту замінійте батарею кожні два місяці.

Форма насадки зубної щітки у поєднанні з 20 000 коливань на хвилину, дає помітний ефект вже після короткого періоду використання



Dr. Barman's
Dental Care Products